



ژل ضد حساسیت مروابن

حاوی پتاسیم نیترات ۵٪



سازمان غذا و دارو

IFDA

اداره کل نظارت و ارزیابی
تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره پروانه ۹۱۵۲۵۶۶۷



ISO 13485: 2016
IMD69400836

- سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485 از US cert کره تحت نظارت IAS امریکا
- سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از آلمان
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015 از آلمان
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001-2007 از آلمان
- سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014 از آلمان
- سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004-2012 از آلمان

ژل ضد حساسیت مروابن

ژل پتاسیم نیترات ۵٪

مناسب دندان های حساس

ژل ضد حساسیت مروابن ماده ای پایدار و حاوی یون فلوراید می باشد. این محصول ویسکوز بوده و با قرار گرفتن روی سطح دندان و سیل کردن توبول های عاجی موجب کاهش حساسیت می شود. این ماده میتواند هم بوسیله دندانپزشک در مطب و هم در منزل مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیبات: پتاسیم نیترات، سدیم فلوراید، ژل کننده.

کاربردها:

- ◀ تسکین درد دندان های حساس و دردهای ناشی از حساسیت.
- ◀ قابل استفاده قبل و بعد از بلیچینگ.
- ◀ قابل استفاده برای درمان حساسیت های ناشی از تغییرات گرمایی و شیمیایی، روت اکسپوژر و سایش مسواک.

مزایا:

- ◀ حاوی پتاسیم نیترات و فلوراید به منظور کاهش سریع حساسیت.
- ◀ ایده آل برای استفاده در مطب و منزل.

دستورالعمل استفاده:

- ◀ ژل را در محل های مورد نظر اعمال کنید.
- ◀ مدت زمان قرارگیری ژل به شرایط بیمار بستگی دارد و از ۱۵ دقیقه تا ۶۰ دقیقه متغیر است.
- ◀ پس از این مدت، بیمار باید دهان خود را بوسیله مسواک و آب تا پاک شدن کامل ژل، شستشو دهد.

توجه: از بلعیدن محلول در هنگام شستشو خودداری فرمایید.

نگهداری:

- ◀ ژل ضد حساسیت مروابن در بسته بندی اصلی خود و با درب اصلی نگهداری شود.
- ◀ پس از استفاده درب سرنگ بطور کامل بسته شود.
- ◀ دور از رطوبت و گرما قرار گیرد.
- ◀ بعد از تاریخ انقضاء استفاده نشود.
- ◀ دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

احتیاط:

- فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود و از مصرف در موارد مشابه خودداری شود.
- از خوردن محصول خودداری کنید. در صورت خوردن مقدار زیادی آب بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- هنگام استفاده از محصول، از لباس مناسب، دستکش و عینک محافظ استفاده شود.
- از استفاده این محصول در بیماران حساس به مواد شیمیایی خودداری شود.
- استفاده از رابردم و ایزولیشن توصیه می شود.
- از تماس با پوست و چشم خودداری کنید. در صورت تماس، ماده را با پنبه برداشته و سریعاً با مقدار زیادی آب شستشو دهید و با پزشک مشورت کنید.

					
حاوی دستورالعمل استفاده	نشان دهنده کد سری ساخت محصول	نشان دهنده کد محصول	نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	محصول باید دور از منبع نور نگهداری گردد	محصول باید از رطوبت دور نگهداری گردد
					
عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	نشان دهنده مشخصات کارخانه تولید کننده	محصول استریل نبوده و نیاز به استریل شدن ندارد	این محصول فقط برای اشخاص متخصص قابل استفاده می باشد	نشان دهنده محدوده دمای در نگهداری محصول	



تهیه شده در شرکت مروابن
ساخت ایران

MORVABON.COM



Morvabon Desensitizer Gel

Potassium Nitrate 5%



MEDICAL
EQUIPMENT
DEPARTMENT

PRODUCTION
LICENSE NO.
9 1 5 2 5 6 6 7
IMD: 10675901

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS
- ISO 9001: 2015, TÜV certification
- ISO 14001: 2015, TÜV certification
- ISO 18001: 2007, TÜV certification
- ISO 10002: 2014, TÜV certification
- ISO 10004: 2012, TÜV certification



ISO 13485: 2016

Morvabon Desensitizer Gel

Potassium Nitrate 5%

Desensitizer For Hypersensitive Teeth

Morvabon Desensitizer Gel is a stable product which contains fluoride ions. it provides a film like varnish for sensitive teeth, sealing dentinal tubules of exposed dentin and other areas. The product is used either by a dental professional in the office or provided to the patient for home treatment.

Composition:

Sodium Fluoride, Potassium Nitrate, Gel base.

Indications:

- ▶ Quickly eliminates sensitivity from tooth whitening, thermal and chemical changes.
- ▶ Can be used before and after whitening treatment.
- ▶ Relieve the pain of sensitive teeth.

Advantages:

- ▶ Contains potassium nitrate and fluoride ions to reduce the sensitivity.
- ▶ Can be used in home and office whitening treatment.

Instructions for use:

- ▶ place gel in affected areas.
- ▶ While the length of use may vary depending on the condition of the patient, the recommended length of use is between 15 and 60 minutes.
- ▶ After that time, patient should brush and rinse teeth with water to remove all remaining gel.

DO NOT swallow solution during rinsing.

Storage:

- ▶ Store in original container.
- ▶ Replace the cap immediately after use.
- ▶ Keep away from heat and moisture.
- ▶ Do not use after the expiration date.
- ▶ Keep out of reach of children.

Precautions:

- ▶ Only for dental use.
- ▶ In case of consumption drink copious amount of water. Do not induce vomiting. Seek medical advice.
- ▶ Use rubber dam while working with product. Use eye protection, mask and gloves.
- ▶ Do not use Morvabon Desensitizer Gel on patients with reported sensitivity to any of its components.
- ▶ Avoid skin and eye contact to prevent irritation and possible allergic response. If contact with skin or eye occurs immediately remove material with cotton and wash thoroughly with water and seek medical advices.

 Consult instructions for use	 Indicates the batch code	 Catalogue number	 Indicates the date after which the medical device not to be used.	 Indicates a medical device that needs protection from light sources.	 Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
 Do not use if Package is Damaged	 Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	 Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.	 Indicates the device intended for use by professional person only.	 Indicates the Temperature Limit	



Produced by Morvabon Co.
 www.morvabon.com
info@morvabon.com
Made in IRAN