



مروا باند پرایم

باندینگ نسل پنجم (لایت کیور)

ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز،
بلوک ۷، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۴۳۸ فکس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۹۰۸۸۱۹
ایمیل: info@morvabon.com

سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی

• ISO 13485 از US cert کره تحت نظارت IAS آمریکا

• سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از آلمان

• سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015 از آلمان

• سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 18001-2007 از آلمان

• سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014 از آلمان

• سیستم اندازه‌گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004-2012

از آلمان



اوازه کل نظارت و ارزیابی
تجهیزات و ملزومات پزشکی

IMD: 54313039



ISO 13485: 2016

مروا-باند

باندینگ نسل پنجم (لایت کیور)

مروا-باند یک باندینگ لایت کیور تک جزئی می باشد که با تکنیک توتال اچ، قابل استفاده برای مینا و عاج دندان است.

ترکیبات: HEMA, Bis-GMA، اتانول، فیلر و پایدار کننده.

کاربرد:

- ▶ باندینگ مناسب برای ترمیم های مستقیم کامپوزیتی و کامپومری.
- ▶ باندینگ مناسب برای ترمیم های غیر مستقیم اینله، انله و ونیر.

مزایا:

- ▶ قدرت باند بالا به مینا و عاج
- ▶ استفاده از نانو فیلر که موجب پوشاندن بهتر سطح می شود.
- ▶ تشکیل لایه یکنواخت جهت باند بهتر به دندان
- ▶ بدون استون و حلال های مضر

احتیاط:

- ▶ فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.
- ▶ قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- ▶ استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- ▶ از استفاده این محصول در بیماران حساس به مواد شیمیایی خودداری شود.
- ▶ هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ▶ از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس، ماده را با پنبه برداشته و سریعاً با مقدار زیادی آب شستشو دهید و با پزشک مشورت کنید. در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوست، فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشو داده شود.
- ▶ از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمائید.
- ▶ در صورت بلعیدن، مقدار فراوانی آب بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید. این محصول را تزریق نکنید.

هشدار:

- ▶ دور از نور نگهداری شود.
- ▶ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- ▶ محصول را در ظرف اصلی خود نگهدارید.
- ▶ مروا باند را بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید.
- ▶ محصول را در مجاور محصولات حاوی اوژنول نگهداری نکنید.
- ▶ بمنظور جلوگیری از تبخیر، درب محصول را پس از استفاده بسرعت ببندید.
- ▶ جهت تمیز کردن، ماده اچ کننده را با آب و عامل باندینگ را با الکل شستشو نمایید.
- ▶ این محصول برای نگهداری در دمای اتاق ساخته شده است. در صورت نگهداری در جای خنک، اجازه دهید قبل از مصرف به دمای اتاق برسد.

دستور العمل استفاده:

- استفاده از رابردم بمنظور ایزوله کردن توصیه می شود.
- حفره را با کمترین میزان کوتاه کردن دندان آماده نمایید.
- عامل اچ کننده را روی انامل و دنتین اعمال کرده و ۱۵ ثانیه صبر کنید. سپس برای ۱۰ ثانیه شستشو نمایید. بوسیله گلوله پنبه ای و یا اسفنج کوچک، آب اضافی را از سطح بردارید. احتیاط کنید که سطح کاملاً خشک نشود و کمی مرطوب باقی بماند.
- درب محصول را باز کرده و چند قطره در محل مورد نظر ریخته و درب ظرف را ببندید.
- بلافاصله پس از خشک کردن، ۲ الی ۳ بار باندینگ را روی سطح اعمال کنید و به منظور تبخیر حلال، ۵ ثانیه تحت هوای عاری از رطوبت و تمیز نگهدارید. سپس برای ۲۰ تا ۳۰ ثانیه کیور نمایید.
- با استفاده از دستور العمل تولید کننده، مواد ترمیمی را اعمال کنید.

منع مصرف:

- این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیمارهای خاص منع مصرف ندارد و میتواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.

					
حماوی دستور العمل استفاده	نشان دهنده کد سری ساخت محصول	نشان دهنده کد محصول	نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	محصول باید دور از منبع نور نگهداری گردد	محصول باید از رطوبت دور نگهداری گردد
					
عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	نشان دهنده مشخصات کارخانه تولید کننده	محصول استریل نیوده و نیاز به استریل شدن ندارد	این محصول فقط برای اشخاص متخصص قابل استفاده می باشد	این محصول حاوی موادی است که ممکن است موجب حساسیت، خارش، قرمز شدن و یا تورم پوست شود.	نشان دهنده محدوده دمایی در نگهداری محصول



تهیه شده در شرکت مروابن
ساخت ایران

MORVABON.COM



Morva Bond Prime

5th Generation Dental
Adhesive (Light Cure)



manufacturer

Pardis Morvabon Pharmed Co.:

Head Office: Unit 154, 7th floor, 7 block,
Borjsaz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran

Tel: 0098 21 6658 1438

Fax: 0098 21 6690 8819

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS
- Iso 9001: 2015, Tuv certification
- Iso 14001: 2015, Tuv certification
- Iso 18001: 2007, Tuv certification
- Iso 10002: 2014, Tuv certification
- Iso 10004: 2012, Tuv certification



MEDICAL EQUIPMENT
DEPARTMENT
IMD: 54313039



ISO 13485: 2016

Morva-Bond

5th Generation Dental Adhesive (Light Cure)

It's a light-curing, single component bonding agent for enamel and dentin bonding in combination with the total-etch technique.

Composition:

Bis-GMA, ethanol, HEMA, filler and stabilizers.

Intended use:

- ▶ Adhesive for direct, light curing composite and compomer restorations.
- ▶ Adhesive for indirect all-ceramic and composite restorations (inlays, onlays , veneers)

Advantages:

- ▶ Consistently high bond strength on enamel and dentin
- ▶ Nano-fillers ensure a visible glossy coat which indicates complete coverage
- ▶ Formation of homogeneous layer for improved adhesion to the tooth structure
- ▶ Acetone-free

Precautions:

- ▶ Only for dental use.
- ▶ Wear suitable protective clothing, eyewear and gloves.
- ▶ Do not use on patients with reported sensitivity to any of its components.
- ▶ Carefully read and understand instructions before using. It's necessary to use rubber-dam while working with
- ▶ **Morva-Bond.**
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using **Morva-Bond**
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water
- ▶ In case of consumption drink copious amount of water. Do not induce vomiting. Seek medical advice
- ▶ Do not inject this product

Warning:

- ▶ Protect from direct sunlight.
- ▶ Keep out of reach of children.
- ▶ Do not use after the expiration date.
- ▶ Store in the original container.
- ▶ This product is designed to be used at room temperature. If stored in cooler, allow product to reach room temperature prior.

- ▶ **Morva-Bond** should be capped immediately after use to minimize evaporation.
- ▶ Do not store product in proximity to eugenol containing products.
- ▶ For cleanup, etchant can be removed with water while the uncured adhesive can be removed with alcohol.

Diresction for use:

- ▶ Isolation (Rubber dam is the preferred method of isolation).
- ▶ Prepare cavity with minimal tooth reduction.
- ▶ Apply etchant to enamel and dentin. Wait 15 seconds. Rinse for 10 seconds.
- ▶ Blot excess water using a cotton pellet or mini-sponge. The surface should appear glistening without pooling of water.
- ▶ Open the cap and squeeze out the exact number of drops you need into the disposable mixing well and then close the cap.
- ▶ Immediately after blotting, apply 2-3 consecutive coats of adhesive to etched enamel and dentin for 15 seconds with gentle agitation using a fully saturated applicator. Gently air thin for five seconds to evaporate solvents. Light cure for 20 seconds.
- ▶ Refer to manufacture's instructions for placement, cure and finishing of restorative materials.

Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance

					
Consult instructions for use	Indicates the batch code	Catalogue number	Indicates the date after which the medical device not to be used.	Indicates a medical device that needs protection from light sources.	Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
					
Do not use if Package is Damaged	Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.	Indicates the device intended for use by professional person only.	Indicates that the medical device can cause discomfort and reddening, irritation, or blistering of the skin	Indicates the Temperature Limit

Produced by Morvabon Co.
 www.morvabon.com
info@morvabon.com
 Made in IRAN