



MORVABON

شرکت مروابن

مروا سیلنت

آب بندی شیارهای مینای دندان

- سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از آلمان
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015 از آلمان
- سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014 از آلمان
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001-2007 از آلمان
- سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004-2012 از آلمان
- سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485 از US cert کره تحت نظارت IAS آمریکا



سازمان غذا و دارو IFDA

اداره کل نظارت و ارزیابی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

شماره پروانه ساخت

۶۱۳۱۹۶۷۱

IMD: 72702324

ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز،

بلوک C، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۴۳۸ فکس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۹۰۸۸۱۹

ایمیل: info@morvabon.com

مروا سیلنت

آب بندی شیارهای مینای دندان

رزین پخت نوری به منظور آب بندی شیارهای مینای دندان

ترکیبات:

رزین غیر اشباع، پرکننده، آغازگر

کاربرد:

آب بندی کردن حفره و شیارهای مینای دندان

مزایا:

- محافظت موثر و پیشگیری اولیه از پوسیدگی
- گرانروی پایین به منظور جاری شدن راحت داخل شیارها
- بسیار اقتصادی
- پخت نوری سریع (۱۲ ثانیه)

احتیاط:

- در هنگام استفاده از این محصول از عینک محافظ و دستکش استفاده شود.
- قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمائید.
- از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوست، فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشو داده شود.
- در صورت بلعیدن، مقدار فراوانی آب بنوشید. استفرغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- این محصول را تزریق نکنید.
- فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.
- در صورت تماس با پوست: ممکن است باعث تحریک پوست شود بلافاصله با آب و صابون فراوان بشویید در صورت ادامه تحریک یا علائم، به پزشکی مراجعه کنید

هشدار:

- فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود، از تماس با چشم و پوست خودداری شود.
- بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- محصول را دور از نور و رطوبت قرار دهید.
- در بسته بندی اصلی و در دمای اتاق نگهداری شود

دستورالعمل استفاده:

- ◀ دندان را کامل بشوید تا پلاک ها از سطح و شیار مینا از بین بروند.
- ◀ مقدار مناسبی از اچانت را بر روی سطحی که میخواهید آب بندی کنید اعمال کنید مینا را حداقل ۱۲ ثانیه و حداکثر ۶۰ ثانیه اچ کنید.
- ◀ دندان را کامل به کمک آب / هوا بشوید تا اچانت ها کاملا از بین بروند.
- ◀ قسمت های اچ شده را به طور کامل خشک کنید .
- ◀ مروا-سیلنت را بر روی شیارهایی که میخواهید آب بندی کنید اعمال کنید.
- ◀ سیلنت را به کمک قلم نوری پخت کنید.
- ◀ سیلنت را به کمک پنبه پاک کنید تا لایه نازک روی آن برداشته شود.

موارد منع مصرف:

- ◀ این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیماران خاص منع مصرف ندارد و میتواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول (فسفریک اسید و رنگدانه ها) حساسیت ندارند استفاده شود.
- ◀ در موارد معدودی این محصول ممکن است ایجاد حساسیت در برخی بیماران کند. در هنگام بروز این اتفاق پر کردن را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

بسته بندی موجود: سرنگ ۱،۲ گرم

					
حاوی دستورالعمل استفاده	نشان دهنده کد سری ساخت محصول	نشان دهنده کد محصول	نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	محصول باید دور از منبع نور نگهداری گردد	محصول باید از رطوبت دور نگهداری گردد
					
عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	نشان دهنده مشخصات کارخانه تولید کننده	محصول استریل نبوده و نیاز به استریل شدن ندارد	این محصول فقط برای اشخاص متخصص قابل استفاده می باشد	این محصول حاوی موادی است که ممکن است موجب حساسیت، عارضه، قرقر شدن و یا تورم پوست شود	نشان دهنده محدوده دمای نگهداری محصول



تهیه شده در شرکت مروابن
ساخت ایران
MORVABON.COM



Morva Sealant

Enamel Pit and Fissure sealant

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS, USA
- ISO 9001: 2015, TÜV certification, Germany
- ISO 14001: 2015, TÜV certification, Germany
- ISO 18001: 2007, TÜV certification, Germany
- ISO 10002: 2014, TÜV certification, Germany
- ISO 10004: 2012, TÜV certification, Germany



**Production
License No.
61319671
IMD: 72702324**



manufacturer

Head Office: Unit 154, 7nd floor, c block,
Borjsaz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran
Tel: 0098 21 6658 1438
Fax: 0098 21 6690 8819

Morva-Sealant

Enamel Pit and Fissure sealant

Light curing resin based pit and fissure sealant

Compositions:

- ▶ unsaturated resin, filler, initiator

Advantages:

- ▶ effective protection for the early prevention of caries
- ▶ Low viscosity to flow easily into pits and fissures
- ▶ very economical
- ▶ Fast light curing (12 seconds)

Intended for use:

- ▶ Thoroughly clean teeth to remove plaque and debris from enamel surfaces and fissures.
- ▶ Apply a generous amount of etchant to all enamel surface to be sealed. Etch for a minimum of 15 seconds, but no longer than 60 seconds.
- ▶ Thoroughly rinse teeth with air/water spray to remove etchant.
- ▶ Thoroughly dry the etched surfaces.
- ▶ Apply Sealant into the pits and fissures.
- ▶ cure the sealant by exposing it to light-curing unit for 20 seconds.
- ▶ Wipe the sealant with a sealant with a cotton applicator to remove the thin film on the surface.

Precautions:

- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with **Morva-Sealant**.
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using **Morva-Sealant**
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water
- ▶ In case of consumption drink copious amount of water.
- ▶ Do not induce vomiting. Seek medical advice
- ▶ Do not inject this product
- ▶ For dental use only, Avoid contact with eyes and skin.

Warning:

- ▶ Do not use after expiration date
- ▶ Keep out of reach of children

Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance
- ▶ in rare cases the product may cause sensitivity in some people. if any such reaction are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician

Available packaging: 1.2 g syringe

 Consult instructions for use	 Indicates the batch code	 Catalogue number	 Indicates the date after which the medical device not to be used.	 Indicates a medical device that needs protection from light sources.	 Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
 Do not use if Package is Damaged	 Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	 Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.	 Indicates the device intended for use by professional person only.	 Indicates that the medical device can cause discomfort and reddening, irritation, or blistering of the skin	 Indicates the Temperature Limit



Produced by Morvabon Co.
www.morvabon.com
info@morvabon.com
Made in IRAN